



IDRATANTE PROTETTIVO

CON ACIDO IALURONICO

INDICAZIONI:

COLLIRIO ALFA IDRATANTE PROTETTIVO della gamma **COLLIRIO ALFA** è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione isotonica, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, a base di acido ialuronico, glicerina e acque distillate, contenuta in flaconi da 10 ml.

La combinazione di acido ialuronico e glicerina conferisce alla goccia oculare un'azione protettiva, idratante ed umettante che stabilizza e reintegra il film lacrimale e minimizza gli attriti durante l'ammiccamento.





COLLIRIO ALFA IDRATANTE PROTETTIVO è indicato per alleviare gli stati di arrossamento ed affaticamento oculare proteggendo l'occhio da fattori ambientali ed atmosferici (inquinamento, smog, salsedine, acqua clorata, vento, polvere, fumo, clima secco, aria condizionata) o stress visivi dovuti principalmente ad un uso prolungato dei dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet), studio intenso, guida prolungata, esposizione prolungata ai raggi solari.

COLLIRIO ALFA IDRATANTE PROTETTIVO è una soluzione rinfrescante indicata anche per coloro che soffrono di secchezza oculare occasionale o scarsa lacrimazione, donando sollievo agli occhi e ritrovando il benessere quotidiano.

COLLIRIO ALFA IDRATANTE PROTETTIVO può essere somministrato prima dell'applicazione e durante l'uso delle lenti a contatto per migliorare l'applicazione ed il comfort.

MODALITÀ PER L'USO:

1. Rompere il sigillo di sicurezza del flacone
2. Lavarsi accuratamente le mani
3. Rimuovere il tappo protettivo
4. Premere delicatamente il corpo del contenitore ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio
5. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone, riporlo nell'astuccio e riutilizzare il contenuto residuo entro 3 mesi
6. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni
7. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto



FREQUENZA D'USO:

Instillare 2/3 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico.

COMPOSIZIONE:

Acido ialuronico 0,15%, glicerina 0,2%, Acqua distillata di Vaccinium Myrtillus, Acqua distillata di Hamamelis Virginiana, Acqua distillata di Camomilla Recutita, Acqua distillata di Euphrasia Officinalis, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata.

CONFEZIONE:

La confezione è composta da 1 flacone polidose da 10 mL. Il contenitore è richiudibile.


AVVERTENZE:

- Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d'uso.
- Una volta aperto, il flacone può essere richiuso con l'apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere utilizzato entro 3 mesi per evitare possibili contaminazioni del prodotto.
- Prima dell'instillazione controllare che non vi sia alcun residuo sul foro dell'erogatore, se presente pulire con panno bagnato e lasciare cadere una goccia prima dell'utilizzo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Durante l'instillazione non toccare l'occhio, né altre superfici, con l'estremità di erogazione del flacone.
- Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.
- Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico
- In caso di necessità, consultare il medico per l'utilizzo in età pediatrica e per l'uso in gravidanza e allattamento.
- L'eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni.
- In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore risiede.

VALIDITÀ:

36 mesi a confezione integra.

REV.05 Gennaio 2023



Enable Innovations S.r.l.
Via Claudio Tolomeo n°20/4
41012 Carpi (MO), Italia



Dompé farmaceutici S.p.A.
Via San Martino, 12
20122 Milano